

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА “ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ”

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі Лікарські засоби різні, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Державна установа “Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України”; 29000, м. Хмельницький, вул. Пилипчука, 55; ЄДРПОУ 38481979; категорія: юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

Назва предмету закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Лікарські засоби різні, 33690000-3 Лікарські засоби різні за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями UA-2025-11-25-017286-a

Розмір бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до кошторису на 2025 рік на закупівлю такого товару. Фінансування закупівлі здійснюється за кошти загального фонду державного бюджету за КЕКВ 2220, виходячи з потреби Замовника у даному предметі закупівлі.

Обґрунтування доцільності закупівлі: для забезпечення роботи бактеріологічної лабораторії та лабораторії особливо-небезпечних інфекцій.

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 350000 грн.

Очікування вартість визначена на підставі комерційних пропозицій від потенційних постачальників та аналізу інформації про ціни предмета закупівлі у відкритих інформаційних джерелах мережі Інтернет для закупівлі даного виду товару.

Обґрунтування технічних, якісних характеристик.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб Замовника та з урахуванням вимог нормативних документів до даного виду товару.

№ з/п	Найменування	Код EMDN відповідно НК 031:2024 "Національна номенклатура медичних виробів"	Код згідно класифікатора НК 024:2023 "Класифікатор медичних виробів"	Технічні характеристики	Кількість	Одиниці виміру
.	Забарвлення за Грамом-набір для диференціального забарвлення, дослідження структури клітинної стінки і виявлення приналежності бактерій до грампозитивних або до грамотригативних груп з карболовим розчином фуксина Ціля (REF	W0104010804 Барвники	42709 Набір для фарбування за Грамом. IVD (діагностика in vitro)	ТОВ НВП «Філісіт - Діагностика» ТУ У 24.4-24607793-024:2011 ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ: 1. Зовнішній вигляд компонентів набору: 1.1. Карболовий розчин генціану фіолетового - фіолетовий розчин. 1.2. Розчин Люголя – коричневий розчин. 1.3. Карболовий розчин фуксина Ціля – червоно-фіолетовий розчин. 2. Показники правильності визначення: 2.1. Перевірка справжності компонентів набору – випробування відповідно пункту 6.4.4 ТУ. Температура зберігання +2°C - +25°C	21	набір

HP030.01 (75 мл/ 500 макс. виз)						
Імерсійна олія для мікроскопії HP060.01(100мл)	W01030706- СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ЗАКЛЮ- ЧЕННЯ (ГІСТОЛО- ГІЯ/ ЦИТОЛОГІЯ)	43550 Фіксувальна рідина для мікроскопії, IVD (діагностика in vitro)	Не містить бульбашок і сторонніх включень, легко видаляється з поверхні препарату, фронтальної лінзи і об'єктива мікроскопа, хімічно інертне, нетоксичне.	20	флак	
OKCІтест // OXItest 10003324	W0104080208 — Окремі тести (диски, смужки, піпетки)	38062 Реагент для мікробіологічно го тесту на здатність продувати оксидазу IVD (діагностика in vitro)	Виявлення цитохром оксидази. 50 смужок в пластиковому герметично закритому тубусі. Маркування етикетки згідно вимог чинного законодавства та українською мовою.	21	пак	
DIA®-Diphtheria-D Диски з антитоксином дифтерійним для реакції імунопреципітації (каталожний номер 31D-20)	W0104080208 — Окремі тести (диски, смужки, піпетки)	50887 Коринебактерія дифтерії, токсин, антитіла IVD (діагностика in vitro), набір, імуноферментн ий аналіз (ІФА)	ПРИЗНАЧЕННЯ Для in vitro визначення токсигенності коринебактерій в реакції імунопреципітації (РІП). ФОРМА ВИПУСКУ Набір реагентів для діагностики in vitro. Реагент h 31D-20 h 31D-40 31DOEM Д Диски з фільтрувального паперу, просочені дифтерійним антитоксином, готові до використання 20 дисків ЗБЕРІГАННЯ ПІСЛЯ ПЕРШОГО РОЗКРИТТЯ УПАКОВКИ Невикористані диски зберігати в щільно закритій первинній упаковці в захищеному від світла місці при температурі (2-8)°C впродовж терміну придатності набору	3	набір	
Сироватка BPX для бактеріологічних поживних середовищ 100мл (Agar®BPX)	W0104010104 — Добавки до зневодненого поживного середовища (ростові добавки, селективні засоби, ...)	62707 -Базовий компонент живильного середовища IVD (діагностика in vitro)	Збагачення бактеріологічних поживних середовищ, культивування клітин, сироватка крові великої рогатої худоби, стерильно фільтрована - фільтрується потрійною фільтрацією через серію стерильних мембран (фільтрів) із розміром пір до 0,1 мікрон. Термін придатності: 5 років. Зберігають свої властивості протягом усього терміну придатності. Відповідність технічному регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro.	20	флак	
Сироватка СК кінська для бактеріологічних поживних середовищ, фл 100 мл	W0104010104 — Добавки до зневодненого поживного середовища (ростові добавки, селективні засоби, ...)	62707 - Базовий компонент живильного середовища IVD (діагностика in vitro)	Призначена до додання у бактеріологічні поживні середовища. Рідина жовтого кольору без ознак гемолізу. Флакон 100 мл	15	флак	
SRB 23-100 Набір реагентів для виготовлення індикатора Андреде, на 100 мл індикатора.	W0104080209 — Реагенти та набори для біохімічної ідентифікації	33365 Матеріал контрольний для перевірки якості поживного середовища	"Визначення ферментативної активності бактерій на поживних середовищах з вуглеводами. Зберігати при температурі 2-25C в захищеному від світла місці після кожного використання. Термін придатності 2 роки. Готовий реактив зберігати при температурі 2-25C протягом 1 року з дати приготування. Маркування етикетки згідно вимог чинного законодавства та українською мовою.	9	набір	
Плазма кроляча цитратна суха, уп 10 фл	W0104080210 — Реагенти для коагулязного тесту (plasma reagents)	51657 - Множинні види бактерій Staphylococcus, визначення ізоляту культури IVD (діагностика in vitro), реагент	Призначення: Видова ідентифікація стафілококів в реакції плазми коагуляції. Препарат являє собою ліофілізовану плазму кролячої цитратної, отриману з крові кроликів, змішану з 5% водним розчином натрію лимоннокислого у співвідношенні 5: 1. Має вигляд дрібно пористої, пухкої, біло-рожевої маси. Флакони з дозатором по 1 мл. Термін зберігання готового розчину не менш 70 годин. Маркування етикетки згідно вимог чинного законодавства та українською мовою.	10	пак	
Системи індикаторні паперові Agar®CІП: аргінін, фл диски по 50 шт	W0104080208 — Окремі тести (диски, смужки, піпетки)	42739-Диски для тестування на чутливість ізоляту культури	Система індикаторна паперова Agar®CІП аргінін— 1 флакон (50 дисків). Чинна декларація про відповідність, надається у складі пропозиції державно мовою. Відповідність технічному регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro.	2	пак	

			множинних видів анаеробних бактерій, IVD (діагностика in vitro)			
	Системи індикаторні паперові Agar®СІП: лізин, фл диски по 50 шт	W0104080208 — Окремі тести (диски, смужки, піпетки)	42739 - Диски для тестування на чутливість ізоляту культури множинних видів анаеробних бактерій, IVD (діагностика in vitro)	Система індикаторна паперова Agar®СІП лізин— 1 флакон (50 дисків). Чинна декларація про відповідність, надається у складі пропозиції державно мовою. Відповідність технічному регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro.	2	пак
	Жовч (ЖОВ) 3мг, №100, диски	W0104080502 - ПРОСОЧЕНІ ДИСКИ, МУЛЬТИ-ДИСКИ ТАБЛЕТКИ I	42735 Реагент для проведення мікробіологічного тесту на розчинення в жовчі, IVD (діагностика in vitro)	Диски з жовчю для тестування на чутливість ІВД(100дисків)	4	флак
	Левоміцетин (Хлорамфенікол) ЛЕВ 30мкг, №100, диски	W0104080502 - ПРОСОЧЕНІ ДИСКИ, МУЛЬТИ-ДИСКИ ТАБЛЕТКИ I	38567- Диск IVD (діагностика in vitro) для діагностики чутливості до хлорамфеніколу	Левоміцетин диски для тестування на чутливість ІВД(100дисків)	1	флак
	Імпенем (ІМП) 10мкг, №100, диски	W0104080502 - ПРОСОЧЕНІ ДИСКИ, МУЛЬТИ-ДИСКИ ТАБЛЕТКИ I	46169 - Диски імпенему для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	Диски (Sanimed-M) на чутливість до антимікробних препаратів виготовлені з високоякісного паперу відповідно до рекомендацій ВООЗ та FDA. Діаметр диска 6 мм. Диски відповідають чинним нормам згідно EUCAST Диски виготовляються за системами якості ISO 9001:2015, EN ISO 13485:2016 та ISO 11133:2014 Упаковка: 100 дисків у пластиковому флаконі з осушувачем всередині. Термін придатності 3 роки Перевірено АТСС штамами	1	флак
	Диски V+X Фактор / V+X FACTOR	W0104080502 - ПРОСОЧЕНІ ДИСКИ, МУЛЬТИ-ДИСКИ ТАБЛЕТКИ I	43678 Фактор X/V, диференціюючий диск, IVD	Тест для виявлення здатності до росту в присутності та відсутності факторів X (гемін) та V (НАД) одночасно. Використовується при діагностиці гемофільних інфекцій. Паперовий диск (діаметр 6 мм) для диференціації бактерій зі складними поживними потребами, на основі необхідності для росту фактору X (геміну) та V (НАД). Кожен диск просочений розчинами геміну в концентрації 5 мкг на диск та НАД (нікотинамідаденіндинуклеотид) в концентрації 4 мкг на диск. Пластиковий флакон на 50 дисків.	4	флак
	Диски V Фактор / V FACTOR	W0104080502 - ПРОСОЧЕНІ ДИСКИ, МУЛЬТИ-ДИСКИ ТАБЛЕТКИ I	30655 V фактор диференціювання диска IVD	Тест для виявлення здатності до росту в присутності та відсутності фактору V (НАД). Використовується при діагностиці гемофільних інфекцій. Паперовий диск (діаметр 6 мм) для диференціації бактерій зі складними поживними потребами, на основі необхідності для росту фактору V (НАД). Кожен диск просочений розчином НАД (нікотинамідаденіндинуклеотид) в концентрації 4 мкг на диск Пластиковий флакон на 50 дисків.	4	флак
	Диски X Фактор / X FACTOR	W0104080502 - ПРОСОЧЕНІ ДИСКИ, МУЛЬТИ-ДИСКИ ТАБЛЕТКИ I	43513 Диференціюючий диск фактора X, IVD	Тест для виявлення здатності до росту в присутності та відсутності фактору X (гемін). Використовується при діагностиці гемофільних інфекцій. Паперовий диск (діаметр 6 мм) для диференціації бактерій зі складними поживними потребами, на основі необхідності для росту фактору X (геміну).	4	флак

				Кожен диск просочений розчином геміну в концентрації 5 мкг на диск. Пластиковий флакон на 50 дисків.		
	Диски з оптохіном / Optochine Test	W0104080502 - ПРОСОЧЕНІ ДИСКИ, МУЛЬТИ-ДИСКИ I ТАБЛЕТКИ	36085 Оптохін/етилглід рокупреїн диференціювальний диск IVD (діагностика in vitro)	Тест для виявлення чутливості до оптохіну. Використовується при діагностиці пневмококових інфекцій. Паперовий диск (діаметр 6 мм) для диференціації <i>Streptococcus pneumoniae</i> від інших альфа-гемолітичних стрептококів, на основі здатності останніх рости в присутності оптохіну. Кожен диск містить 5 мкг оптохіну. Диски виготовляються за системами якості ISO 9001:2015, EN ISO 13485:2016 та ISO 11133:2014. 100 дисків у пластиковому флаконі з осушувачем всередині. Термін придатності — 2 роки Перевірено ATCC штамами	4	флак
	Тест-реагент Anti-Coli I (O26:(K60), O44:(K74), O114:(K90), O125:(K70), O142:(K86) і O158:(K-)), 1 мл	W0104080301 — Серологічне типування (E. coli, Salmonella, Shigella, Vibrio, Yersinia тощо)	62451 Escherichia coli численні штами антигени ізоляту культури IVD, набір, реакція аглютинації	Анти сироватка E. coli I полівалентна (O25:K11, O26:K60, O44:K74, O55:K59, O78:K80, O111:K58, O114:K-, O119:K69) Призначені для серологічної ідентифікації штамів E. Coli з досліджуваного матеріалу на основі методу аглютинації на предметному склі. Для повної ідентифікації E. coli необхідне виділення культури, біохімічної характеристики та серотипування. Склад: поліклональні антитіла, отримані шляхом імунізації кроликів стандартними штамами. Термін придатності: 2 роки. Рідкі сироватки зберігають свої властивості протягом усього терміну придатності. Відповідність технічному регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro.	6	флак
	Тест-реагент Anti-Coli II (O55:(K59), O86:(K61), O91:(K-), O111:(K58), O119:(K69), O126:(K71), O127:(K63) і O128:(K67)), 1 мл	W0104080301 — Серологічне типування (E. coli, Salmonella, Shigella, Vibrio, Yersinia тощо)	62451 Escherichia coli численні штами антигени ізоляту культури IVD, набір, реакція аглютинації	Анти сироватка E. coli II полівалентна (O86:K61, O124:K72, O125:K70, O126:K71, O127:K63, O128:K67) Призначені для серологічної ідентифікації штамів E. Coli з досліджуваного матеріалу на основі методу аглютинації на предметному склі. Для повної ідентифікації E. coli необхідне виділення культури, біохімічної характеристики та серотипування. Склад: поліклональні антитіла, отримані шляхом імунізації кроликів стандартними штамами. Термін придатності: 2 роки. Рідкі сироватки зберігають свої властивості протягом усього терміну придатності. Відповідність технічному регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro.	6	флак
	Тест-реагент Anti-Coli III (O25:(K11), O78:(K80), O103:(K-), O118:(K-), O124:(K72), O145:(K-), O157:(K-) і O164:(K-)), 1 мл	W0104080301 — Серологічне типування (E. coli, Salmonella, Shigella, Vibrio, Yersinia тощо)	62451 Escherichia coli численні штами антигени ізоляту культури IVD, набір, реакція аглютинації	Анти сироватка E. coli III полівалентна (O18a O18c:K77, O20a O20b:K84, O28:K73, O112a O112c:K66) Призначені для серологічної ідентифікації штамів E. Coli з досліджуваного матеріалу на основі методу аглютинації на предметному склі. Для повної ідентифікації E. coli необхідне виділення культури, біохімічної характеристики та серотипування. Склад: поліклональні антитіла, отримані шляхом імунізації кроликів стандартними штамами. Термін придатності: 2 роки. Рідкі сироватки зберігають свої властивості протягом усього терміну придатності. Відповідність технічному регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro.	6	флак
	Тест-реагент Anti-Shigella sonnei S- і F-форма (фаза I і II), 1 мл (TR2014)	W0104080301 — Серологічне типування (E. coli, Salmonella, Shigella, Vibrio, Yersinia тощо)	51600 Множинні види Shigella, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації	Моноспецифічний тест-реагент Anti-Shigellasonnei S-форма та F-форма (фази I та II) використовують для визначення сироварів штамів Shigella методом аглютинації на предметному склі. Являє собою гомогенну, опалесцюючу рідину, колір в межах від білуватого до жовтого. Упаковка — по 1 флакону 1 мл, піпетка із зігнутим носиком в комплекті..	5	флак
	Тест-реагент Anti-Salmonella I (A - E+Vi), 1 мл (TR1111)	W0104080301 — Серологічне типування (E. coli, Salmonella, антигени	51513 Множинні види Salmonella, антигени	Тест-реагент (суміш моноклональних антитіл) Anti-Salmonella I (A-E+Vi) використовують для серологічної ідентифікації штамів Salmonella методом аглютинації на предметному склі. Являє собою гомогенну,	9	флак

		Shigella, Vibrio, Yersinia тощо)	ізоляту культури IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації	опалесцюючу рідину, колір в межах від білуватого до жовтого. Упаковка – по 1 фл.л мл та піпетка із зігнутим носиком в комплекті. Відповідність стандартам ISO, CE, GMP. Маркування етикетки згідно вимог чинного законодавства та українською мовою.		
	(TR1811) Тест-реагент Anti-Shigella I (S. flexneri, тип 1 до 6, група 3.4(y), 6 і 7.8(x) а також S. sonnei S- і F-форми), 1мл	W0104080301 — Серологічне типування (E. coli, Salmonella, Shigella, Vibrio, Yersinia тощо)	51600 Множинні види Shigella, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації	Поліспецифічний тест-реагент Anti- Shigella flexneri (S.flexneri тип 1-6 та групи 3.4 (y), 6 та 7.8 (x)) використовують для визначення сироварів штамів Shigella методом аглютинації на предметному склі. Являє собою гомогенну, опалесцюючу рідину, колір в межах від білуватого до жовтого. Упаковка – по 1 фл.л мл, піпетка із зігнутим носиком в комплекті.	7	флак
	Диски Амікацин АК (30 мкг) / Amikacin AK (30 mcg)	W0104080502 - ПРОСОЧЕНІ ДИСКИ, МУЛЬТИ-ДИСКИ ТАБЛЕТКИ I	45445 Амікацинові диски для тестування на чутливість, IVD (діагностика in vitro)	Диски (Sanimed-M) на чутливість до антимікробних препаратів виготовлені з високоякісного паперу відповідно до рекомендацій BOO3 та FDA. Діаметр диска 6 мм. Диски відповідають чинним нормам згідно EUCAST Диски виготовляються за системами якості ISO 9001:2015, EN ISO 13485:2016 та ISO 11133:2014 Упаковка: 100 дисків у пластиковому флаконі з осушувачем всередині. Термін придатності 3 роки Перевірено ATCC штамми	5	флак
	Диски Амоксицилін-Клавуланова кислота AUG (30 мкг) / Amoxicillin-clavulanic acid AUG (30 mcg)	W0104080502 - ПРОСОЧЕНІ ДИСКИ, МУЛЬТИ-ДИСКИ ТАБЛЕТКИ I	46156 Амоксицилін/кл авуланова кислота, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	Диски (Sanimed-M) на чутливість до антимікробних препаратів виготовлені з високоякісного паперу відповідно до рекомендацій BOO3 та FDA. Діаметр диска 6 мм. Диски відповідають чинним нормам згідно EUCAST Диски виготовляються за системами якості ISO 9001:2015, EN ISO 13485:2016 та ISO 11133:2014 Упаковка: 100 дисків у пластиковому флаконі з осушувачем всередині. Термін придатності 3 роки Перевірено ATCC штамми	4	флак
	Диски Ампіцилін AMP (2 мкг) / Ampicillin AMP (2 mcg)	W0104080502 - ПРОСОЧЕНІ ДИСКИ, МУЛЬТИ-ДИСКИ ТАБЛЕТКИ I	46191 Ампіцилінові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	Диски (Sanimed-M) на чутливість до антимікробних препаратів виготовлені з високоякісного паперу відповідно до рекомендацій BOO3 та FDA. Діаметр диска 6 мм. Диски відповідають чинним нормам згідно EUCAST Диски виготовляються за системами якості ISO 9001:2015, EN ISO 13485:2016 та ISO 11133:2014 Упаковка: 100 дисків у пластиковому флаконі з осушувачем всередині. Термін придатності 3 роки Перевірено ATCC штамми	4	флак
	Диски Ампіцилін AMP (10 мкг) / Ampicillin AMP (10 mcg)	W0104080502 - ПРОСОЧЕНІ ДИСКИ, МУЛЬТИ-ДИСКИ ТАБЛЕТКИ I	46191 Ампіцилінові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	Диски (Sanimed-M) на чутливість до антимікробних препаратів виготовлені з високоякісного паперу відповідно до рекомендацій BOO3 та FDA. Діаметр диска 6 мм. Диски відповідають чинним нормам згідно EUCAST Диски виготовляються за системами якості ISO 9001:2015, EN ISO 13485:2016 та ISO 11133:2014 Упаковка: 100 дисків у пластиковому флаконі з осушувачем всередині. Термін придатності 3 роки Перевірено ATCC штамми	4	флак
	Диски Ампіцилін-Сульбактам AMS (20 (10+10) мкг) / Ampicillin-sulbactam AMS (20 (10+10) mcg)	W0104080502 - ПРОСОЧЕНІ ДИСКИ, МУЛЬТИ-ДИСКИ ТАБЛЕТКИ I	40562 Ампіцилін/суль бактем-диски для тестування на чутливість АВД	Диски (Sanimed-M) на чутливість до антимікробних препаратів виготовлені з високоякісного паперу відповідно до рекомендацій BOO3 та FDA. Діаметр диска 6 мм. Диски відповідають чинним нормам згідно EUCAST Диски виготовляються за системами якості ISO 9001:2015, EN ISO 13485:2016 та ISO 11133:2014 Упаковка: 100 дисків у пластиковому флаконі з осушувачем всередині. Термін придатності 3 роки Перевірено ATCC штамми	4	флак
	Диски Азтреонам АТМ	W0104080502 -	37722 Диск IVD	Диски (Sanimed-M) на чутливість до антимікробних	5	флак

(30 мкг) / Aztreonam ATM (30 mcg)	ПРОСОЧЕНІ ДИСКИ, МУЛЬТИ-ДИСКИ ТАБЛЕТКИ	I	(діагностика in vitro) для випробування на чутливість до азтреонаму	препаратів виготовлені з високоякісного паперу відповідно до рекомендацій BOO3 та FDA. Діаметр диска 6 мм. Диски відповідають чинним нормам згідно EUCAST Диски виготовляються за системами якості ISO 9001:2015, EN ISO 13485:2016 та ISO 11133:2014 Упаковка: 100 дисків у пластиковому флаконі з осушувачем всередині. Термін придатності 3 роки Перевірено ATCC штамами		
Диски Цефазолін KZ (30 мкг) / Cefazolin KZ (30 mcg)	W0104080502 - ПРОСОЧЕНІ ДИСКИ, МУЛЬТИ-ДИСКИ ТАБЛЕТКИ	I	40755-Диск IVD (діагностика in vitro) для діагностики чутливості до цефазоліну	Диски (Sanimed-M) на чутливість до антимікробних препаратів виготовлені з високоякісного паперу відповідно до рекомендацій BOO3 та FDA. Діаметр диска 6 мм. Диски відповідають чинним нормам згідно EUCAST Диски виготовляються за системами якості ISO 9001:2015, EN ISO 13485:2016 та ISO 11133:2014 Упаковка: 100 дисків у пластиковому флаконі з осушувачем всередині. Термін придатності 3 роки Перевірено ATCC штамами	4	флак
Диски Цефепім FER (30 мкг) / Cefepime FER (30 mcg)	W0104080502 - ПРОСОЧЕНІ ДИСКИ, МУЛЬТИ-ДИСКИ ТАБЛЕТКИ	I	42520 Диски для тестування на чутливість із цефепимом, IVD (діагностика in vitro)	Диски (Sanimed-M) на чутливість до антимікробних препаратів виготовлені з високоякісного паперу відповідно до рекомендацій BOO3 та FDA. Діаметр диска 6 мм. Диски відповідають чинним нормам згідно EUCAST Диски виготовляються за системами якості ISO 9001:2015, EN ISO 13485:2016 та ISO 11133:2014 Упаковка: 100 дисків у пластиковому флаконі з осушувачем всередині. Термін придатності 3 роки Перевірено ATCC штамами	5	флак
Диски Цефепім+Клавуланова кислота FEL (40 мкг) / Cefepime+Clavulanic Acid FEL (40 mcg)	W0104080502 - ПРОСОЧЕНІ ДИСКИ, МУЛЬТИ-ДИСКИ ТАБЛЕТКИ	I	42520 Диски для тестування на чутливість із цефепимом, IVD (діагностика in vitro)	Диски (Sanimed-M) на чутливість до антимікробних препаратів виготовлені з високоякісного паперу відповідно до рекомендацій BOO3 та FDA. Діаметр диска 6 мм. Диски відповідають чинним нормам згідно EUCAST Диски виготовляються за системами якості ISO 9001:2015, EN ISO 13485:2016 та ISO 11133:2014 Упаковка: 100 дисків у пластиковому флаконі з осушувачем всередині. Термін придатності 3 роки Перевірено ATCC штамами	4	флак
Диски Цефіксім CFM (5 мкг) / Cefixime CFM (5 mcg)	W0104080502 - ПРОСОЧЕНІ ДИСКИ, МУЛЬТИ-ДИСКИ ТАБЛЕТКИ	I	43143 Диски для тестування на чутливість з цефіксимом, IVD (діагностика in vitro)	Диски (Sanimed-M) на чутливість до антимікробних препаратів виготовлені з високоякісного паперу відповідно до рекомендацій BOO3 та FDA. Діаметр диска 6 мм. Диски відповідають чинним нормам згідно EUCAST Диски виготовляються за системами якості ISO 9001:2015, EN ISO 13485:2016 та ISO 11133:2014 Упаковка: 100 дисків у пластиковому флаконі з осушувачем всередині. Термін придатності 3 роки Перевірено ATCC штамами	4	флак
Диски Цефотаксим CTX (5 мкг) / Cefotaxime CTX (5 mcg)	W0104080502 - ПРОСОЧЕНІ ДИСКИ, МУЛЬТИ-ДИСКИ ТАБЛЕТКИ	I	46005 Цефотаксимові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	Диски (Sanimed-M) на чутливість до антимікробних препаратів виготовлені з високоякісного паперу відповідно до рекомендацій BOO3 та FDA. Діаметр диска 6 мм. Диски відповідають чинним нормам згідно EUCAST Диски виготовляються за системами якості ISO 9001:2015, EN ISO 13485:2016 та ISO 11133:2014 Упаковка: 100 дисків у пластиковому флаконі з осушувачем всередині. Термін придатності 3 роки Перевірено ATCC штамами	5	флак
Диски Цефокситин Fox (30 мкг) / Cefoxitin Fox (30 mcg)	W0104080502 - ПРОСОЧЕНІ ДИСКИ, МУЛЬТИ-ДИСКИ ТАБЛЕТКИ	I	38720 - Цефокситин-диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	Диски (Sanimed-M) на чутливість до антимікробних препаратів виготовлені з високоякісного паперу відповідно до рекомендацій BOO3 та FDA. Діаметр диска 6 мм. Диски відповідають чинним нормам згідно EUCAST Диски виготовляються за системами якості ISO 9001:2015, EN ISO 13485:2016 та ISO 11133:2014	4	флак

				Упаковка: 100 дисків у пластиковому флаконі з осушувачем всередині. Термін придатності 3 роки Перевірено ATCC штамами		
	Диски Цефподоксим PX (10 мкг) / Cefpodoxime PX (10 mcg)	W0104080502 - ПРОСОЧЕНІ ДИСКИ, МУЛЬТИ- ДИСКИ ТАБЛЕТКИ	I 41664 Диск IVD (діагностика in vitro) для випробування на сприйнятливість до цефподоксиму	Диски (Sanimed-M) на чутливість до антимікробних препаратів виготовлені з високоякісного паперу відповідно до рекомендацій BOO3 та FDA. Діаметр диска 6 мм. Диски відповідають чинним нормам згідно EUCAST Диски виготовляються за системами якості ISO 9001:2015, EN ISO 13485:2016 та ISO 11133:2014 Упаковка: 100 дисків у пластиковому флаконі з осушувачем всередині. Термін придатності 3 роки Перевірено ATCC штамами	4	флак
	Диски Цефтазидим CAZ (10 мкг) / Ceftazidime CAZ (10 mcg)	W0104080502 - ПРОСОЧЕНІ ДИСКИ, МУЛЬТИ- ДИСКИ ТАБЛЕТКИ	I 37441 Диск IVD (діагностика in vitro) для випробування на сприйнятливість до цефтазидиму	Диски (Sanimed-M) на чутливість до антимікробних препаратів виготовлені з високоякісного паперу відповідно до рекомендацій BOO3 та FDA. Діаметр диска 6 мм. Диски відповідають чинним нормам згідно EUCAST Диски виготовляються за системами якості ISO 9001:2015, EN ISO 13485:2016 та ISO 11133:2014 Упаковка: 100 дисків у пластиковому флаконі з осушувачем всередині. Термін придатності 3 роки Перевірено ATCC штамами	4	флак
	Диски Цефтазидим+Клавуланова кислота CAL (40 мкг) / Ceftazidime+Clavulanic Acid CAL (40 mcg)	W0104080502 - ПРОСОЧЕНІ ДИСКИ, МУЛЬТИ- ДИСКИ ТАБЛЕТКИ	I 33568 Цефтазидим/клавуланова кислота, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	Диски (Sanimed-M) на чутливість до антимікробних препаратів виготовлені з високоякісного паперу відповідно до рекомендацій BOO3 та FDA. Діаметр диска 6 мм. Диски відповідають чинним нормам згідно EUCAST Диски виготовляються за системами якості ISO 9001:2015, EN ISO 13485:2016 та ISO 11133:2014 Упаковка: 100 дисків у пластиковому флаконі з осушувачем всередині. Термін придатності 3 роки Перевірено ATCC штамами	2	флак
	Диски Цефтибутен CTB (30 мкг) / Ceftibuten CTB (30 mcg)	W0104080502 - ПРОСОЧЕНІ ДИСКИ, МУЛЬТИ- ДИСКИ ТАБЛЕТКИ	I 38613 Диск IVD (діагностика in vitro) для тестування чутливості до цефтибутему	Диски (Sanimed-M) на чутливість до антимікробних препаратів виготовлені з високоякісного паперу відповідно до рекомендацій BOO3 та FDA. Діаметр диска 6 мм. Диски відповідають чинним нормам згідно EUCAST Диски виготовляються за системами якості ISO 9001:2015, EN ISO 13485:2016 та ISO 11133:2014 Упаковка: 100 дисків у пластиковому флаконі з осушувачем всередині. Термін придатності 3 роки Перевірено ATCC штамами	4	флак
	Диски Цефтріаксон CRO (30 мкг) / Ceftriaxone CRO (30 mcg)	W0104080502 - ПРОСОЧЕНІ ДИСКИ, МУЛЬТИ- ДИСКИ ТАБЛЕТКИ	I 44483 Диски для тестування на чутливість з цефтріаксоном, IVD (діагностика in vitro)	Диски (Sanimed-M) на чутливість до антимікробних препаратів виготовлені з високоякісного паперу відповідно до рекомендацій BOO3 та FDA. Діаметр диска 6 мм. Диски відповідають чинним нормам згідно EUCAST Диски виготовляються за системами якості ISO 9001:2015, EN ISO 13485:2016 та ISO 11133:2014 Упаковка: 100 дисків у пластиковому флаконі з осушувачем всередині. Термін придатності 3 роки Перевірено ATCC штамами	4	флак
	Диски Цефуроксим CXM (30 мкг) / Cefuroxime CXM (30 mcg)	W0104080502 - ПРОСОЧЕНІ ДИСКИ, МУЛЬТИ- ДИСКИ ТАБЛЕТКИ	I 42487 Диски для тестування на чутливість з цефуроксिमом натрію, IVD (діагностика in vitro)	Диски (Sanimed-M) на чутливість до антимікробних препаратів виготовлені з високоякісного паперу відповідно до рекомендацій BOO3 та FDA. Діаметр диска 6 мм. Диски відповідають чинним нормам згідно EUCAST Диски виготовляються за системами якості ISO 9001:2015, EN ISO 13485:2016 та ISO 11133:2014 Упаковка: 100 дисків у пластиковому флаконі з осушувачем всередині. Термін придатності 3 роки Перевірено ATCC штамами	4	флак
	Диски Цефалексин CL (30 мкг) / Cephalexin	W0104080502 - ПРОСОЧЕНІ	- 37371 Диск IVD (діагностика in vitro)	Диски (Sanimed-M) на чутливість до антимікробних препаратів виготовлені з високоякісного паперу	4	флак

CL (30 mcg)	ДИСКИ, МУЛЬТИ- ДИСКИ ТАБЛЕТКИ	I	vitro) для випробування на сприйнятливост ь до цефалексину	відповідно до рекомендацій BOOЗ та FDA. Діаметр диска 6 мм. Диски відповідають чинним нормам згідно EUCAST Диски виготовляються за системами якості ISO 9001:2015, EN ISO 13485:2016 та ISO 11133:2014 Упаковка: 100 дисків у пластиковому флаконі з осушувачем всередині. Термін придатності 3 роки Перевірено ATCC штамами		
Диски Ципрофлоксацин CIP (5 мкг) / Ciprofloxacin CIP (5 mcg)	W0104080502 - ПРОСОЧЕНІ ДИСКИ, МУЛЬТИ- ДИСКИ ТАБЛЕТКИ	I	45359 Ципрофлоксаци нові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	Диски (Sanimed-M) на чутливість до антимікробних препаратів виготовлені з високоякісного паперу відповідно до рекомендацій BOOЗ та FDA. Діаметр диска 6 мм. Диски відповідають чинним нормам згідно EUCAST Диски виготовляються за системами якості ISO 9001:2015, EN ISO 13485:2016 та ISO 11133:2014 Упаковка: 100 дисків у пластиковому флаконі з осушувачем всередині. Термін придатності 3 роки Перевірено ATCC штамами	4	флак
Диски Кліндаміцин CD (2 мкг) / Clindamycin CD (2 mcg)	W0104080502 - ПРОСОЧЕНІ ДИСКИ, МУЛЬТИ- ДИСКИ ТАБЛЕТКИ	I	45390 Диск кліндаміцину для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	Диски (Sanimed-M) на чутливість до антимікробних препаратів виготовлені з високоякісного паперу відповідно до рекомендацій BOOЗ та FDA. Діаметр диска 6 мм. Диски відповідають чинним нормам згідно EUCAST Диски виготовляються за системами якості ISO 9001:2015, EN ISO 13485:2016 та ISO 11133:2014 Упаковка: 100 дисків у пластиковому флаконі з осушувачем всередині. Термін придатності 3 роки Перевірено ATCC штамами	6	флак
Диски Клоксацилін CX (5 мкг) / Cloxacillin CX (5 mcg)	W0104080502 - ПРОСОЧЕНІ ДИСКИ, МУЛЬТИ- ДИСКИ ТАБЛЕТКИ	I	45392 Клоксацилінові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	Диски (Sanimed-M) на чутливість до антимікробних препаратів виготовлені з високоякісного паперу відповідно до рекомендацій BOOЗ та FDA. Діаметр диска 6 мм. Диски відповідають чинним нормам згідно EUCAST Диски виготовляються за системами якості ISO 9001:2015, EN ISO 13485:2016 та ISO 11133:2014 Упаковка: 100 дисків у пластиковому флаконі з осушувачем всередині. Термін придатності 3 роки Перевірено ATCC штамами	2	флак
Диски Доріпенем DOR (10 мкг) / Doripenem DOR (10 mcg)	W0104080502 - ПРОСОЧЕНІ ДИСКИ, МУЛЬТИ- ДИСКИ ТАБЛЕТКИ	I	42426 Доріпенем, мінімальна інгібувальна концентрація, IVD (діагностика in vitro)	Диски (Sanimed-M) на чутливість до антимікробних препаратів виготовлені з високоякісного паперу відповідно до рекомендацій BOOЗ та FDA. Діаметр диска 6 мм. Диски відповідають чинним нормам згідно EUCAST Диски виготовляються за системами якості ISO 9001:2015, EN ISO 13485:2016 та ISO 11133:2014 Упаковка: 100 дисків у пластиковому флаконі з осушувачем всередині. Термін придатності 3 роки Перевірено ATCC штамами	6	флак
Диски Етилендіамінтетраоцто ва кислота ED / EDTA ED	W0104080502 - ПРОСОЧЕНІ ДИСКИ, МУЛЬТИ- ДИСКИ ТАБЛЕТКИ	I	45352 Диски/стрипи для тестування на чутливість мікроорганізмів до множинних антибіотиків IVD (діагностика in vitro), набір	Диски (Sanimed-M) на чутливість до антимікробних препаратів виготовлені з високоякісного паперу відповідно до рекомендацій BOOЗ та FDA. Діаметр диска 6 мм. Диски відповідають чинним нормам згідно EUCAST Диски виготовляються за системами якості ISO 9001:2015, EN ISO 13485:2016 та ISO 11133:2014 Упаковка: 100 дисків у пластиковому флаконі з осушувачем всередині. Термін придатності 3 роки Перевірено ATCC штамами	2	флак
Диски Ертапенем ETP (10 мкг) / Ertapenem ETP (10 mcg)	W0104080502 - ПРОСОЧЕНІ ДИСКИ, МУЛЬТИ- ДИСКИ ТАБЛЕТКИ	I	31857 Ертапенем- диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	Диски (Sanimed-M) на чутливість до антимікробних препаратів виготовлені з високоякісного паперу відповідно до рекомендацій BOOЗ та FDA. Діаметр диска 6 мм. Диски відповідають чинним нормам згідно EUCAST Диски виготовляються за системами якості ISO 9001:2015, EN ISO 13485:2016 та ISO 11133:2014 Упаковка: 100 дисків у пластиковому флаконі з	6	флак

				осушувачем всередині. Термін придатності 3 роки Перевірено ATCC штамами		
Диски Еритроміцин E (15 мкг) / Erythromycin E (15 mcg)	W0104080502 - ПРОСОЧЕНІ ДИСКИ, МУЛЬТИ-ДИСКИ ТАБЛЕТКИ I	41910 Диск IVD (діагностика in vitro) дискретизації сприйнятливості до еритроміцину	Диски (Sanimed-M) на чутливість до антимікробних препаратів виготовлені з високоякісного паперу відповідно до рекомендацій BOO3 та FDA. Діаметр диска 6 мм. Диски відповідають чинним нормам згідно EUCAST Диски виготовляються за системами якості ISO 9001:2015, EN ISO 13485:2016 та ISO 11133:2014 Упаковка: 100 дисків у пластиковому флаконі з осушувачем всередині. Термін придатності 3 роки Перевірено ATCC штамами	6	флак	
Диски Левофлоксацин LEV (5 мкг) / Levofloxacin LEV (5 mcg)	W0104080502 - ПРОСОЧЕНІ ДИСКИ, МУЛЬТИ-ДИСКИ ТАБЛЕТКИ I	59139 - Левофлоксацин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	Диски (Sanimed-M) на чутливість до антимікробних препаратів виготовлені з високоякісного паперу відповідно до рекомендацій BOO3 та FDA. Діаметр диска 6 мм. Диски відповідають чинним нормам згідно EUCAST Диски виготовляються за системами якості ISO 9001:2015, EN ISO 13485:2016 та ISO 11133:2014 Упаковка: 100 дисків у пластиковому флаконі з осушувачем всередині. Термін придатності 3 роки Перевірено ATCC штамами	6	флак	
Диски Меропенем MRP (10 мкг) / Meropenem MRP (10 mcg)	W0104080502 - ПРОСОЧЕНІ ДИСКИ, МУЛЬТИ-ДИСКИ ТАБЛЕТКИ I	59147 Меропенем, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	Диски (Sanimed-M) на чутливість до антимікробних препаратів виготовлені з високоякісного паперу відповідно до рекомендацій BOO3 та FDA. Діаметр диска 6 мм. Диски відповідають чинним нормам згідно EUCAST Диски виготовляються за системами якості ISO 9001:2015, EN ISO 13485:2016 та ISO 11133:2014 Упаковка: 100 дисків у пластиковому флаконі з осушувачем всередині. Термін придатності 3 роки Перевірено ATCC штамами	6	флак	
Диски Меропенем+Фенілборонна кислота MR+BO / MEROPENEM+PHENYLBORONIC ACID MR+BO	W0104080502 - ПРОСОЧЕНІ ДИСКИ, МУЛЬТИ-ДИСКИ ТАБЛЕТКИ I	42733 Диски для тестування на чутливість до бета-лактамази, IVD (діагностика in vitro)	Диски (Sanimed-M) на чутливість до антимікробних препаратів виготовлені з високоякісного паперу відповідно до рекомендацій BOO3 та FDA. Діаметр диска 6 мм. Диски відповідають чинним нормам згідно EUCAST Диски виготовляються за системами якості ISO 9001:2015, EN ISO 13485:2016 та ISO 11133:2014 Упаковка: 100 дисків у пластиковому флаконі з осушувачем всередині. Термін придатності 3 роки Перевірено ATCC штамами	2	флак	
Диски Меропенем+Клоксацилін MR+CL / Meropenem+Cloxacillin MR+CL	W0104080502 - ПРОСОЧЕНІ ДИСКИ, МУЛЬТИ-ДИСКИ ТАБЛЕТКИ I	42733 Диски для тестування на чутливість до бета-лактамази, IVD (діагностика in vitro)	Диски (Sanimed-M) на чутливість до антимікробних препаратів виготовлені з високоякісного паперу відповідно до рекомендацій BOO3 та FDA. Діаметр диска 6 мм. Диски відповідають чинним нормам згідно EUCAST Диски виготовляються за системами якості ISO 9001:2015, EN ISO 13485:2016 та ISO 11133:2014 Упаковка: 100 дисків у пластиковому флаконі з осушувачем всередині. Термін придатності 3 роки Перевірено ATCC штамами	2	флак	
Диски Меропенем+Етилендіамінтетраоцтова кислота MR+ED / MEROPENEM+EDTA MR+ED	W0104080502 - ПРОСОЧЕНІ ДИСКИ, МУЛЬТИ-ДИСКИ ТАБЛЕТКИ I	42733 Диски для тестування на чутливість до бета-лактамази, IVD (діагностика in vitro)	Диски (Sanimed-M) на чутливість до антимікробних препаратів виготовлені з високоякісного паперу відповідно до рекомендацій BOO3 та FDA. Діаметр диска 6 мм. Диски відповідають чинним нормам згідно EUCAST Диски виготовляються за системами якості ISO 9001:2015, EN ISO 13485:2016 та ISO 11133:2014 Упаковка: 100 дисків у пластиковому флаконі з осушувачем всередині. Термін придатності 3 роки Перевірено ATCC штамами	2	флак	
Диски Моксифлоксацин MXF (5 мкг) / Moxifloxacin	W0104080502 - ПРОСОЧЕНІ ДИСКИ,	59153 Моксифлоксацин, диски для	Диски (Sanimed-M) на чутливість до антимікробних препаратів виготовлені з високоякісного паперу відповідно до рекомендацій BOO3 та FDA. Діаметр	4	флак	

MXF (5 mcg)	МУЛЬТИ-ДИСКИ ТАБЛЕТКИ	I	тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	диска 6 мм. Диски відповідають чинним нормам згідно EUCAST Диски виготовляються за системами якості ISO 9001:2015, EN ISO 13485:2016 та ISO 11133:2014 Упаковка: 100 дисків у пластиковому флаконі з осушувачем всередині. Термін придатності 3 роки Перевірено ATCC штамами		
Диски Нітрофурантоїн F (100 мкг) / Nitrofurantoin F (100 mcg)	W0104080502 - ПРОСОЧЕНІ ДИСКИ, МУЛЬТИ-ДИСКИ ТАБЛЕТКИ	I	59159 Нітрофурантоїн, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	Диски (Sanimed-M) на чутливість до антимікробних препаратів виготовлені з високоякісного паперу відповідно до рекомендацій BOO3 та FDA. Діаметр диска 6 мм. Диски відповідають чинним нормам згідно EUCAST Диски виготовляються за системами якості ISO 9001:2015, EN ISO 13485:2016 та ISO 11133:2014 Упаковка: 100 дисків у пластиковому флаконі з осушувачем всередині. Термін придатності 3 роки Перевірено ATCC штамами	4	флак
Диски Норфлораксацин NOR (10 мкг) / Norfloxacin NOR (10 mcg)	W0104080502 - ПРОСОЧЕНІ ДИСКИ, МУЛЬТИ-ДИСКИ ТАБЛЕТКИ	I	59162 Норфлораксацин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	Диски (Sanimed-M) на чутливість до антимікробних препаратів виготовлені з високоякісного паперу відповідно до рекомендацій BOO3 та FDA. Діаметр диска 6 мм. Диски відповідають чинним нормам згідно EUCAST Диски виготовляються за системами якості ISO 9001:2015, EN ISO 13485:2016 та ISO 11133:2014 Упаковка: 100 дисків у пластиковому флаконі з осушувачем всередині. Термін придатності 3 роки Перевірено ATCC штамами	4	флак
Диски Оксацилін OX (1 мкг) / Oxacillin OX (1 mcg)	W0104080502 - ПРОСОЧЕНІ ДИСКИ, МУЛЬТИ-ДИСКИ ТАБЛЕТКИ	I	59168 Оксацилін, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	Диски (Sanimed-M) на чутливість до антимікробних препаратів виготовлені з високоякісного паперу відповідно до рекомендацій BOO3 та FDA. Діаметр диска 6 мм. Диски відповідають чинним нормам згідно EUCAST Диски виготовляються за системами якості ISO 9001:2015, EN ISO 13485:2016 та ISO 11133:2014 Упаковка: 100 дисків у пластиковому флаконі з осушувачем всередині. Термін придатності 3 роки Перевірено ATCC штамами	4	флак
Диски Бензилпеніцилін P I IU / Penicillin G P I IU	W0104080502 - ПРОСОЧЕНІ ДИСКИ, МУЛЬТИ-ДИСКИ ТАБЛЕТКИ	I	59172 Пеніцилін G, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	Диски (Sanimed-M) на чутливість до антимікробних препаратів виготовлені з високоякісного паперу відповідно до рекомендацій BOO3 та FDA. Діаметр диска 6 мм. Диски відповідають чинним нормам згідно EUCAST Диски виготовляються за системами якості ISO 9001:2015, EN ISO 13485:2016 та ISO 11133:2014 Упаковка: 100 дисків у пластиковому флаконі з осушувачем всередині. Термін придатності 3 роки Перевірено ATCC штамами	4	флак
Диски Піперацилін PRL (30 мкг) / Piperacillin PRL (30 mcg)	W0104080502 - ПРОСОЧЕНІ ДИСКИ, МУЛЬТИ-ДИСКИ ТАБЛЕТКИ	I	59176 Піперацилін, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	Диски (Sanimed-M) на чутливість до антимікробних препаратів виготовлені з високоякісного паперу відповідно до рекомендацій BOO3 та FDA. Діаметр диска 6 мм. Диски відповідають чинним нормам згідно EUCAST Диски виготовляються за системами якості ISO 9001:2015, EN ISO 13485:2016 та ISO 11133:2014 Упаковка: 100 дисків у пластиковому флаконі з осушувачем всередині. Термін придатності 3 роки Перевірено ATCC штамами	4	флак
Диски Піперацилін-Тазобактам TZP 36 мкг / Piperacillin-tazobactam TZP 36 mcg	W0104080502 - ПРОСОЧЕНІ ДИСКИ, МУЛЬТИ-ДИСКИ ТАБЛЕТКИ	I	59177 Піперацилін/ тазобактам, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	Диски (Sanimed-M) на чутливість до антимікробних препаратів виготовлені з високоякісного паперу відповідно до рекомендацій BOO3 та FDA. Діаметр диска 6 мм. Диски відповідають чинним нормам згідно EUCAST Диски виготовляються за системами якості ISO 9001:2015, EN ISO 13485:2016 та ISO 11133:2014 Упаковка: 100 дисків у пластиковому флаконі з осушувачем всередині.	3	флак

				Термін придатності 3 роки Перевірено ATCC штамами		
Диски Рифампіцин RD (5 мкг) / Rifampicin RD (5 mcg)	W0104080502 - ПРОСОЧЕНІ ДИСКИ, МУЛЬТИ- ДИСКИ I ТАБЛЕТКИ	59183 Рифампіцин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	Диски (Sanimed-M) на чутливість до антимікробних препаратів виготовлені з високоякісного паперу відповідно до рекомендацій BOO3 та FDA. Діаметр диска 6 мм. Диски відповідають чинним нормам згідно EUCAST Диски виготовляються за системами якості ISO 9001:2015, EN ISO 13485:2016 та ISO 11133:2014 Упаковка: 100 дисків у пластиковому флаконі з осушувачем всередині. Термін придатності 3 роки Перевірено ATCC штамами	4	флак	
Диски Тікарциклін- Клавуланова кислота TTC 85 мкг / Ticarcillin-Clavulanic Acid TTC 85 mcg "Санімед"	W0104080502 - ПРОСОЧЕНІ ДИСКИ, МУЛЬТИ- ДИСКИ I ТАБЛЕТКИ	59206 Тікарцилін/ клавуланова кислота, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	Диски (Sanimed-M) на чутливість до антимікробних препаратів виготовлені з високоякісного паперу відповідно до рекомендацій BOO3 та FDA. Діаметр диска 6 мм. Диски відповідають чинним нормам згідно EUCAST Диски виготовляються за системами якості ISO 9001:2015, EN ISO 13485:2016 та ISO 11133:2014 Упаковка: 100 дисків у пластиковому флаконі з осушувачем всередині. Термін придатності 3 роки Перевірено ATCC штамами	4	флак	
Диски Тедизолід TZD (2 мкг) / Tedizolid TZD (2 mcg)	W0104080502 - ПРОСОЧЕНІ ДИСКИ, МУЛЬТИ- ДИСКИ I ТАБЛЕТКИ	45352 Диски/стрипи для тестування на чутливість мікроорганізмів до множинних антибіотиків IVD (діагностика in vitro), набір	Диски (Sanimed-M) на чутливість до антимікробних препаратів виготовлені з високоякісного паперу відповідно до рекомендацій BOO3 та FDA. Діаметр диска 6 мм. Диски відповідають чинним нормам згідно EUCAST Диски виготовляються за системами якості ISO 9001:2015, EN ISO 13485:2016 та ISO 11133:2014 Упаковка: 100 дисків у пластиковому флаконі з осушувачем всередині. Термін придатності 3 роки Перевірено ATCC штамами	4	флак	
Диски Тігесциклін TGC (15 мкг) / Tigecycline TGC (15 mcg)	W0104080502 - ПРОСОЧЕНІ ДИСКИ, МУЛЬТИ- ДИСКИ I ТАБЛЕТКИ	43298 - Диски для тестування на чутливість з карбеніциліном, IVD (діагностика in vitro)	Диски (Sanimed-M) на чутливість до антимікробних препаратів виготовлені з високоякісного паперу відповідно до рекомендацій BOO3 та FDA. Діаметр диска 6 мм. Диски відповідають чинним нормам згідно EUCAST Диски виготовляються за системами якості ISO 9001:2015, EN ISO 13485:2016 та ISO 11133:2014 Упаковка: 100 дисків у пластиковому флаконі з осушувачем всередині. Термін придатності 3 роки Перевірено ATCC штамами	4	флак	
Диски Тейкопланін TEC (30 мкг) / Teicoplanin TEC (30 mcg)	W0104080502 - ПРОСОЧЕНІ ДИСКИ, МУЛЬТИ- ДИСКИ I ТАБЛЕТКИ	59201 Тейкопланін, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	Диски (Sanimed-M) на чутливість до антимікробних препаратів виготовлені з високоякісного паперу відповідно до рекомендацій BOO3 та FDA. Діаметр диска 6 мм. Диски відповідають чинним нормам згідно EUCAST Диски виготовляються за системами якості ISO 9001:2015, EN ISO 13485:2016 та ISO 11133:2014 Упаковка: 100 дисків у пластиковому флаконі з осушувачем всередині. Термін придатності 3 роки Перевірено ATCC штамами	4	флак	
Диски Темоциклін TMO (30 мкг) / Temocillin TMO (30 mcg)	W0104080502 - ПРОСОЧЕНІ ДИСКИ, МУЛЬТИ- ДИСКИ I ТАБЛЕТКИ	59203 Темоцилін, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	Диски (Sanimed-M) на чутливість до антимікробних препаратів виготовлені з високоякісного паперу відповідно до рекомендацій BOO3 та FDA. Діаметр диска 6 мм. Диски відповідають чинним нормам згідно EUCAST Диски виготовляються за системами якості ISO 9001:2015, EN ISO 13485:2016 та ISO 11133:2014 Упаковка: 100 дисків у пластиковому флаконі з осушувачем всередині. Термін придатності 3 роки Перевірено ATCC штамами	2	флак	
Диски Тетрациклін TE (30 мкг) / Tetracycline TE (30 mcg)	W0104080502 - ПРОСОЧЕНІ ДИСКИ, МУЛЬТИ-	59204 Тетрациклін, диски для тестування на	Диски (Sanimed-M) на чутливість до антимікробних препаратів виготовлені з високоякісного паперу відповідно до рекомендацій BOO3 та FDA. Діаметр диска 6 мм.	4	флак	

	ДИСКИ ТАБЛЕТКИ	I	чутливість IVD (діагностика in vitro)	Диски відповідають чинним нормам згідно EUCAST Диски виготовляються за системами якості ISO 9001:2015, EN ISO 13485:2016 та ISO 11133:2014 Упаковка: 100 дисків у пластиковому флаконі з осушувачем всередині. Термін придатності 3 роки Перевірено ATCC штамами		
Диски Тобраміцин TOB (10 мкг) / Tobramycin TOB (10 mcg)	W0104080502 - ПРОСОЧЕНІ ДИСКИ, МУЛЬТИ- ДИСКИ ТАБЛЕТКИ	I	59209 Тобраміцин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	Диски (Sanimed-M) на чутливість до антимікробних препаратів виготовлені з високоякісного паперу відповідно до рекомендацій BOOЗ та FDA. Діаметр диска 6 мм. Диски відповідають чинним нормам згідно EUCAST Диски виготовляються за системами якості ISO 9001:2015, EN ISO 13485:2016 та ISO 11133:2014 Упаковка: 100 дисків у пластиковому флаконі з осушувачем всередині. Термін придатності 3 роки Перевірено ATCC штамами	4	флак
Диски Триметоприм TM (5 мкг) / Trimethoprim TM (5 mcg)	W0104080502 - ПРОСОЧЕНІ ДИСКИ, МУЛЬТИ- ДИСКИ ТАБЛЕТКИ	I	59211 Триметоприм, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	Диски (Sanimed-M) на чутливість до антимікробних препаратів виготовлені з високоякісного паперу відповідно до рекомендацій BOOЗ та FDA. Діаметр диска 6 мм. Диски відповідають чинним нормам згідно EUCAST Диски виготовляються за системами якості ISO 9001:2015, EN ISO 13485:2016 та ISO 11133:2014 Упаковка: 100 дисків у пластиковому флаконі з осушувачем всередині. Термін придатності 3 роки Перевірено ATCC штамами	4	флак
Диски Триметоприм- Сульфаметоксазол SXT (25 мкг) / Trimethoprim- sulfamethoxazole SXT (25 mcg)	W0104080502 - ПРОСОЧЕНІ ДИСКИ, МУЛЬТИ- ДИСКИ ТАБЛЕТКИ	I	59211 Триметоприм, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	Диски (Sanimed-M) на чутливість до антимікробних препаратів виготовлені з високоякісного паперу відповідно до рекомендацій BOOЗ та FDA. Діаметр диска 6 мм. Диски відповідають чинним нормам згідно EUCAST Диски виготовляються за системами якості ISO 9001:2015, EN ISO 13485:2016 та ISO 11133:2014 Упаковка: 100 дисків у пластиковому флаконі з осушувачем всередині. Термін придатності 3 роки Перевірено ATCC штамами	4	флак
Диски Ванкоміцин VA (5 мкг) / Vancomycin VA (5 mcg)	W0104080502 - ПРОСОЧЕНІ ДИСКИ, МУЛЬТИ- ДИСКИ ТАБЛЕТКИ	I	38053 Ванкоміцин мінімальна інгібувальна концентрація IVD (діагностика in vitro)	Диски (Sanimed-M) на чутливість до антимікробних препаратів виготовлені з високоякісного паперу відповідно до рекомендацій BOOЗ та FDA. Діаметр диска 6 мм. Диски відповідають чинним нормам згідно EUCAST Диски виготовляються за системами якості ISO 9001:2015, EN ISO 13485:2016 та ISO 11133:2014 Упаковка: 100 дисків у пластиковому флаконі з осушувачем всередині. Термін придатності 3 роки Перевірено ATCC штамами	4	флак
Диски Офлоксацин OFX (5 мкг) / Ofloxacin OFX (5 mcg)	W0104080502 - ПРОСОЧЕНІ ДИСКИ, МУЛЬТИ- ДИСКИ ТАБЛЕТКИ	I	59165 Офлоксацин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	Диски (Sanimed-M) на чутливість до антимікробних препаратів виготовлені з високоякісного паперу відповідно до рекомендацій BOOЗ та FDA. Діаметр диска 6 мм. Диски відповідають чинним нормам згідно EUCAST Диски виготовляються за системами якості ISO 9001:2015, EN ISO 13485:2016 та ISO 11133:2014 Упаковка: 100 дисків у пластиковому флаконі з осушувачем всередині. Термін придатності 3 роки Перевірено ATCC штамами	4	флак
Диски Гентаміцин CN (10 мкг) / Gentamicin CN (10 mcg)	W0104080502 - ПРОСОЧЕНІ ДИСКИ, МУЛЬТИ- ДИСКИ ТАБЛЕТКИ	I	45529 Гентаміцинові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	Диски (Sanimed-M) на чутливість до антимікробних препаратів виготовлені з високоякісного паперу відповідно до рекомендацій BOOЗ та FDA. Діаметр диска 6 мм. Диски відповідають чинним нормам згідно EUCAST Диски виготовляються за системами якості ISO 9001:2015, EN ISO 13485:2016 та ISO 11133:2014 Упаковка: 100 дисків у пластиковому флаконі з осушувачем всередині. Термін придатності 3 роки	4	флак

Диски Лінезолід LNZ (10 мкг) / Linezolid LNZ (10 mcg)	W0104080502 - ПРОСОЧЕНІ ДИСКИ, МУЛЬТИ-ДИСКИ ТАБЛЕТКИ I	59143 Лінезолід, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	Перевірено ATCC штамами Диски (Sanimed-M) на чутливість до антимікробних препаратів виготовлені з високоякісного паперу відповідно до рекомендацій BOOЗ та FDA. Діаметр диска 6 мм. Диски відповідають чинним нормам згідно EUCAST Диски виготовляються за системами якості ISO 9001:2015, EN ISO 13485:2016 та ISO 11133:2014 Упаковка: 100 дисків у пластиковому флаконі з осушувачем всередині. Термін придатності 3 роки Перевірено ATCC штамами	4	флак
Диски Фосфоміцин FOS (200 мкг) / Fosfomycin FOS (200 mcg)	W0104080502 - ПРОСОЧЕНІ ДИСКИ, МУЛЬТИ-ДИСКИ ТАБЛЕТКИ I	41655 Диск IVD (діагностика in vitro) для випробування на сприйнятливості фосфоміцину	Диски (Sanimed-M) на чутливість до антимікробних препаратів виготовлені з високоякісного паперу відповідно до рекомендацій BOOЗ та FDA. Діаметр диска 6 мм. Диски відповідають чинним нормам згідно EUCAST Диски виготовляються за системами якості ISO 9001:2015, EN ISO 13485:2016 та ISO 11133:2014 Упаковка: 100 дисків у пластиковому флаконі з осушувачем всередині. Термін придатності 3 роки Перевірено ATCC штамами	4	флак
R092 Test tubes (McFarland standard test) / Стандарти мутності МакФарланда (упак.5 пробірок)	W01040699 Контрольні матеріали / стандарти / калібратори (мікробіологія), інше	62854 Стандарт каламутності МакФарланда IVD (діагностика in vitro)	Набір складається з пробірок кожного стандарту МакФарланда: 0.5, 1, 2, 3 і 4 од.) Стандарти мутності МакФарланда призначені для визначення мутності бактеріальних зависів в воді, розчинах або в рідких поживних середовищах методом візуального порівняння. Набір містить: R092A (стандарт 0,5 од.) – 1 пробірка R092B (стандарт 1 од.) – 1 пробірка R092C (стандарт 2 од.) – 1 пробірка R092D (стандарт 3 од.) – 1 пробірка R092E (стандарт 4 од.) – 1 пробірка Зберігання 2-8°C, уникати дії сонячного світла. Термін придатності 2р	1	пак
Імпінем/циластатин (ІМП) 10/10мкг, №100, диски	W0104080502 - ПРОСОЧЕНІ ДИСКИ, МУЛЬТИ-ДИСКИ ТАБЛЕТКИ I	46169 - Диски імпінему для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	Імпінем/циластатин диски для тестування на чутливість IVD(100дисків)	3	флак

Місце поставки (передачі) товару: 29000, Хмельницька область, місто Хмельницький, вул. Пилипчука, 55. Строк (термін) поставки (передачі) товару: до 24. 12.2024 р.

Генеральний директор

Микола ГАБРИКЕВИЧ

Уповноважена

Анна БІЛА

