

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА “ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ”

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі **Набір реагентів для виявлення РНК ротавірусу, Набір реагентів для виявлення РНК норовірусу, Набір реагентів для виявлення ДНК аденовірусу, Набір реагентів для виявлення РНК вірусів грипу А/В, Набір реагентів для виявлення РНК вірусу гепатиту А, Набір для екстракції НК “Biocore® Nucleo-M” (100 виділень) або еквівалент, Набір реагентів для визначення антитіл IgM до вірусу кору методом непрямого імуноферментного аналізу, 96 визначень — Лікарські засоби різні, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Державна установа “Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України”; 29000, м. Хмельницький, вул. Пилипчука, 55; ЄДРПОУ 38481979; категорія: юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

Назва предмету закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Набір реагентів для виявлення РНК ротавірусу, Набір реагентів для виявлення РНК норовірусу, Набір реагентів для виявлення ДНК аденовірусу, Набір реагентів для виявлення РНК вірусів грипу А/В, Набір реагентів для виявлення РНК вірусу гепатиту А, Набір для екстракції НК “Biocore® Nucleo-M” (100 виділень) або еквівалент, Набір реагентів для визначення антитіл IgM до вірусу кору методом непрямого імуноферментного аналізу, 96 визначень, код 33690000-3 Лікарські засоби різні за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями UA-2025-03-13-007882-a

Розмір бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до кошторису на 2025 рік та на підставі аналізу фактичного використання товару для забезпечення діяльності Замовника у минулих періодах та з урахуванням запланованих поточних завдань Замовника. Фінансування закупівлі здійснюється за кошти загального фонду державного бюджету за КЕКВ 2220, виходячи з потреби Замовника у даному предметі закупівлі.

Обґрунтування доцільності закупівлі: Забезпечення роботи вірусологічної лабораторії.

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 45350 грн.

При визначенні очікуваної вартості Замовник враховував методи визначення очікуваної вартості предмету закупівлі, що визначені в Наказі Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», а саме: на підставі закупівельних цін попередніх аналогічних закупівель та запланованих бюджетних призначень на 2025 рік.

Обґрунтування технічних, якісних характеристик.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб Замовника та з урахуванням вимог нормативних документів до даного виду товару.

Строк поставки - по 20.04.2025р.

№ п/п	Найменування товару	Код 024:2023	НК	Одиниця виміру	Кількість	Технічні вимоги
	Набір реагентів для виявлення РНК ротавірусу	50248	Ротавірус, нуклеїнова кислота IVD, набір, аналіз нуклеїнових кислот	набір	1	Набір призначений для якісного виявлення in vitro нуклеїнової кислоти ротавірусу в зразках мазка з уретри у чоловіків і мазка з шийки матки у жінок методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) з гібридизаційно-флуоресцентною детекцією продуктів ампліфікації в режимі «реального часу». Повинен бути розрахований на не більше як 48 реакцій. У наборі використовуються праймери та флуоресцентні зонди FAM для виявлення РНК RV і внутрішнього контролю VIC. RV ПЛР МастерМікс та Позитивний контроль у ліфілізованому стані. Температура зберігання до +30°C. Термін придатності 12 місяців.
	Набір реагентів для виявлення РНК норовірусу	48112	Норовірус, нуклеїнова кислота IVD (діагностика in vitro), набір, аналіз нуклеїнових кислот	набір	1	Набір призначений для якісного виявлення in vitro РНК норовірусу в зразки калу людини, методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) з гібридизаційно-флуоресцентною детекцією продуктів ампліфікації в режимі «реального часу». Повинен бути розрахований на не більше як 48 реакцій. У наборі використовуються праймери та флуоресцентні зонди FAM для виявлення РНК норовірусу і для внутрішнього контролю VIC. МастерМікс норовірус ЗТ-ПЛР та Позитивний контроль у ліфілізованому стані. Температура зберігання до +30°C. Термін придатності 12 місяців.
	Набір реагентів для виявлення ДНК аденовірусу	49863	Аденовірус, нуклеїнова кислота IVD (діагностика in vitro), набір, аналіз нуклеїнових кислот	набір	1	Набір призначений для якісного виявлення in vitro нуклеїнової кислоти аденовірусу (EAdv) в зразках калу людини, в зразках з навколишнього середовища, методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), з гібридизаційно-флуоресцентною детекцією продуктів ампліфікації в режимі «реального часу». Повинен бути розрахований на 48 реакцій та більше. У наборі використовуються праймери та флуоресцентні зонди FAM для виявлення ДНК EAdv та VIC для ВК (для людини). МастерМікс EAdv-ПЛР та Позитивний контроль у ліфілізованому стані. Температура зберігання набору до +30°C. Термін придатності 12 місяців.
	Набір реагентів для виявлення РНК вірусів грипу А/В	47277	Вірус грипу А / В нуклеїнова кислота IVD, набір, аналіз нуклеїнових кислот	набір	1	Набір реагентів призначений для якісного виявлення in vitro вірусу грипу А та вірусу грипу В у зразках мазків із горла, методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) з гібридизаційно-флуоресцентною детекцією продуктів ампліфікації в режимі «реального часу». Повинен бути розрахований на не більше як 48 реакцій. У наборі використовуються праймери та флуоресцентні зонди FAM для виявлення РНК вірусу грипу В, ROX для виявлення РНК вірусу грипу А і для внутрішнього контролю VIC. МастерМікс грип А/В ЗТ-ПЛР та Позитивний контроль у ліфілізованому стані. Температура зберігання до +30°C. Термін придатності 12 місяців.
	Набір реагентів для виявлення	48274	Вірус гепатиту А	набір	1	Набір призначений для якісного виявлення РНК вірусу гепатиту А у сироватці крові методом

РНК вірусу гепатиту А	нуклеїнова кислота IVD, набір, аналіз нуклеїнових кислот				полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) з гібридизаційно-флуоресцентною детекцією продуктів ампліфікації в режимі «реального часу». Повинен бути розрахований на не більше як 48 реакцій. У наборі використовуються праймери та флуоресцентні зонди FAM для виявлення РНК вірусу гепатиту А і внутрішнього контролю VIC. МастерМікс ВГА ЗТ-ПЛР та Позитивний контроль у ліфілізованому стані. Температура зберігання до +30°C. Термін придатності 12 місяців.
Набір для екстракції НК "Biocore® Nucleo-M" (100 виділень) або еквівалент	52521 Екстракція/ізоляція нуклеїнових кислот, набір	набір	1		Набір реагентів призначений для екстракції сумарної РНК/ДНК зі зразків з верхніх дихальних шляхів (мазки із зіву, мазки з носа, носоглоткові секрети), нижніх дихальних шляхів (мокротиння, секрети дихальних шляхів, рідина бронхоальвеолярного лаважа), кон'юнктивального секрету. Набір підходить як для ручного, так і автоматичного формату виділення нуклеїнових кислот. При автоматичному виділенні машинний час становить до 30 хвилин. Отримана НК може бути використана для проведення досліджень: зворотної транскрипції, ПЛР, ПЛР у реальному часі, секвенування, молекулярного клонування. Набір реагентів розрахований на 100 виділень. До складу набору входять: Лізуючий буфер– 1 флакон 12 мл Реагент для осадження– 1 флакон 30 мл Буфер для промивання-1– 1 флакон 30 мл Буфер для промивання-2– 1 флакон 30 мл Реагент для елюції– 1 флакон 6 мл Протеїназа К– 1 флакон 10 мг Буфер для Протеїнази К– 1 пробірка 0,5 мл Магнітний сорбент– 1 пробірка 1,2 мл. На підтвердження вимог надати інструкцію.
Набір реагентів для визначення антитіл IgM до вірусу кору методом непрямого імуноферментного аналізу, 96 визначень	49270 Вірус кору, антигени IVD (діагностика in vitro), набір, імуноферментний аналіз (ІФА)	набір	1		Непрямий імуноферментний аналіз для визначення антитіл IgG та/або IgM проти вірусу кору в сироватці / плазмі крові людини. На 96 визначень. Зберігати при 2-8°C. ПРИНЦИП ТЕСТУ Метод ELISA заснований на реакції антитіл у досліджуваному зразку з антигеном, адсорбованим на поверхні полістиролу. Незв'язані імуноглобуліни змиваються. Мічений ферментом антилюдський глобулін зв'язує комплекс антигенних антитіл на другому етапі. Після нової стадії промивання зв'язаний кон'югат виробляється за допомогою розчину субстрату (ТМВ), щоб отримати синій розчинний продукт, який перетворюється на жовтий після додавання розчину, що зупиняє кислоту.

Генеральний директор

Уповноважена особа



Микола ГАБРИКЕВИЧ

Анна БІЛА